


睡眠呼吸障害の心電図マーカー

●心拍数の周期性変動(CVHR)とは

睡眠呼吸障害の無呼吸・低呼吸発作時には、cyclic variation of heart rate(CVHR)と呼ばれる特徴的な心拍数のパターンが見られます。CVHRは無呼吸・低呼吸の周期(25秒から130秒)に一致した徐脈と頻脈の繰り返しで、典型的なものはホルター心電図の圧縮波形でも見えることがあります(図4)。しかし、ほとんどの例では肉眼でCVHRを検出することは困難です。

図4 典型的な周期性の心拍数変動(CVHR)を呈する例のホルター心電図圧縮波形



心電図からR-R間隔を測定し不整脈を除去して表示すると、CVHRの特徴的なパターンが観察できます。図6は閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)の患者さんの終夜睡眠ポリグラフ PSG 検査中の心電図R-R間隔、パルスオキシメータ酸素飽和度(SpO₂)、呼吸曲線を表示したものです。02:20頃から無呼吸発作が始まり、周期的な呼吸停止とSpO₂の低下が見られます。発作の開始前後からR-R間隔の変動パターンが一変し、CVHRとしての特徴的な周期的変動が見られます。

CVHRは、無呼吸中の徐脈とそれに続く呼吸再開に一致した頻脈から成ります(図7)。CVHRの徐脈は無呼吸と低酸素の組み合わせによって生じ、無呼吸の時間が長いほど、また酸素飽和度の低下が強いほど、心拍数の低下が大きいことが知られています。また、CVHRの徐脈相には迷走神経緊張が関与しており、高齢者や自律神経機能障害がある人では、無呼吸があってもCVHRが検出にくい場合があることが報告されています。

図5 閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)による周期性心拍数変動(CVHR)の発生機序






図6 閉塞性睡眠時無呼吸症例の終夜睡眠ポリグラフ(PSG)



02:20頃から周期的な呼吸停止とパルスオキシメータの酸素飽和度(SpO₂)の低下が見られ、心電図から得られたR-R間隔に特徴的な心拍数の変動パターン(CVHR)が現れている。□の部分はCVHRの位置を示す。

図7 CVHRにみられるR-R間隔の変化と無呼吸との時間的関係




CVHRは無呼吸に伴う徐脈(R-R間隔の延長)と、呼吸の再開に一致した頻脈(R-R間隔の短縮)で構成される。SpO₂の変化は、循環時間の影響を受けて、呼吸の変化よりも遅れた位相で生ずる。

CVHRの自動検出

●ACATアルゴリズムの開発

最近、私たちは、R-R間隔からCVHRを自動検出するアルゴリズムとして、autocorrelated wave detection with adaptive threshold(ACAT)を開発しました。ACATは、R-R間隔時系列のdipとして観察される一過性の頻脈のうち、dipの深さ、周期、波形の類似性、周期性の4基準を満たすものをCVHRと判定します(図8)。ACATの開発には、PSG検査を受けた63例(18~86歳、中等症以上のOSA 36例を含む)の心電図データと米国の睡眠時無呼吸心電図データベース(Physionet Sleep Apnea-ECG)の70例を用い、検出されるCVHRがPSGの無呼吸・低呼吸指数(apnea-hypopnea index、AHI)と一致するようにアルゴリズムを最適化しました。

図8 ACAT (autocorrelated wave detection with adaptive threshold)によるCVHRの検出



ACATは、R-R間隔時系列に含まれるdip(一過性の頻脈)のうち、深さ、周期、波形の類似性、周期性の4基準を満たすものをCVHRとして検出する。

●ACATによるOSAの検出

OSAの患者さんには、自律神経障害をともなう高齢者や糖尿病、高血圧、冠動脈疾患も高率に含まれます。また、CVHRに似た心拍数の周期性変動は、睡眠中の周期性四肢運動障害(PLM)でも観察されます。心電図によるOSA検出アルゴリズムの信頼性は、このような患者さんを含む臨床研究によって検証する必要があります。

私たちは、睡眠呼吸障害の診断を目的に藤田保健衛生大学病院でPSG検査を受けた連続862例を対象として、ACATアルゴリズムのOSA検出力を検証しました。対象の年齢は、49±15(16~83)歳、女性は154例(18%)、body mass index 27±5(16~47)m²/kg、AHI15±19(0~115)/時、AHI≥15/時は280例(33%)、PLM指標^{*}≥10/時は150例(17%)でした。また、心拍変動の自律神経指標であるR-R間隔の標準偏差(SDNN)が65ミリ秒未満の人を自律神経障害と定義しました。

その結果、ACATで検出された1時間当たりのCVHRの個数(CVHRI)は、PSGから得られたAHIと相関係数0.84の相関を示し(図9ア)、また、CVHRI≥15/時を基準にすると中等症以上のOSA(AHI≥15/時)を感度83%、特異度88%で検出できました。

※下肢前頭骨筋のPLMの1時間当たりの指數

図9 ACATアルゴリズムで検出されたCVHRIとPSGで測定されたapnea-hypopnea index(AHI)との関係。

