

2022 年度グッドデザイン賞を受賞 単回使用防水ホルター検査キット「Simple Holter」が 「グッドデザイン・ベスト 100」に選出



単回使用防水ホルター検査キット「Simple Holter」

株式会社スズケン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：浅野茂）の連結対象子会社であるケンツメディコ株式会社（本社：埼玉県本庄市、代表取締役社長：中村雄紀）は、単回使用防水ホルター検査キット「Simple Holter」が 2022 年度グッドデザイン賞を受賞するとともに、「グッドデザイン・ベスト 100」に選出されましたことをお知らせいたします。

1. 「グッドデザイン・ベスト 100」に選出された「Simple Holter」について

本製品は初期投資不要、単回使用ホルター心電図検査キットで、長時間心電図を記録する入浴可能なホルター心電計を同封しています。電極と記録器を接続する必要がない一体構造、操作がシンプルなワンボタン設計で検査経験のない医療施設でも導入いただけます。より確実な検査への工夫として、LED レベルメーターによる波形検出機能も標準搭載しました。本製品は 2022 年 10 月 12 日より国内で発売開始いたします。 ※詳細については、10 月 3 日付のリリースをご参照ください

<https://www.g-mark.org/award/describe/53676>

2. 審査委員評価コメント（グッドデザイン賞、グッドデザイン・ベスト 100）

簡単な装着作法やワンボタンによる簡潔な操作など、誰もが使えるユーザビリティを追求することがシンプルで合理的な設計を導いている。結果として製品コストを下げ、ディスプレイ化を可能とし、繰り返しの使用による感染リスクを低減させた。その相乗的に価値を産み出しながら根本的な問題を解決したプロセスは見事である。医師・患者双方における検査への敷居を下げることで、心房細動の早期発見を可能とする命を救うためのデザインであり、この企業の 35 年に渡るホルター心電計への飽くなき挑戦が結実した製品である。


3. 受賞製品の展示について

「Simple Holter」は、10月7日（金）～11月6日（日）に、東京ミッドタウン（東京・赤坂）で開催する受賞展「グッドデザインエキシビション 2022」でご覧いただけます。

<https://promo.g-mark.org/>

【デザインポイント】

- ・薄型 7.5mm・軽量 15g 設計により患者負担軽減。シャワー・入浴対応で日常生活が可能
- ・記録器操作はイベントボタンに集約しシンプル化。取り付け時間 2 分と従来のおよそ 40%（当社比）に削減
- ・心拍に同期して点滅する LED レベルメーターで波高値の高さを確認しながら、取り付け位置の調整が可能



4. 「グッドデザイン賞」について

グッドデザイン賞は、1957年に創設された公益財団法人日本デザイン振興会が主催する日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨の仕組みです。デザインを通じて産業や生活文化を高める運動として、国内外の多くの企業やデザイナーが参加しています。受賞のシンボルである「Gマーク」は、よいデザインを示すシンボルマークとして広く親しまれています。

<https://www.g-mark.org/>

5. 「グッドデザイン・ベスト 100」について

2022年度グッドデザイン賞受賞対象の中で、成熟分野での高度なものづくりや成長分野におけるデザインの可能性などの観点において、明日を切り拓く力をもつ、未来を示唆するデザインとして、審査委員会により特に高い評価を得た 100 件です。

<https://www.g-mark.org/activity/2022/best100.html>

以上

<お問合せ先>

ケンツメディコ株式会社 営業推進課 柿本

TEL:0587-96-2272 FAX:0587-96-2275

<http://www.kenzmedico.co.jp/>