

GENERAL CATALOG OF MEDICAL SUPPLIES

医療材料総合カタログ

Vol.2



パック消毒剤

ポビドンヨード液 10% 無菌

8 [LT] 承認番号: 22500AMX01781000 12 [LT] 承認番号: 22500AMX01780000 20 [LT] 承認番号: 22500AMX00725000 医療用医薬品



薬剤には10%ポビドンヨード液を使用しています。薬剤、綿棒分離型の無菌医薬品です。電子線照射によって薬液と綿棒の滅菌を実現しました。手術部位(手術野)の皮膚や粘膜の消毒にお使いいただけます。

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)
ポビドンヨード液 10%無菌	綿棒 8 [LT] S	60 包入 4987335111471	¥4,380
	綿棒 8 [LT] S2 本入	60 包入 4987335111488	¥7,500
	綿棒 12 [LT] M	60 包入 4987335111457	¥4,800
	綿棒 12 [LT] M2 本入	20 包入 4987335111464	¥2,760
綿棒 20 [LT] L	20 包入 4987335111440	¥3,350	

使用期限: 2年
製造販売元/リバテープ製薬株式会社

スワブスティックポビドンヨード

承認番号 21700APZ00567000 一般用医薬品(第3類医薬品)



薬剤には10%ポビドンヨード液を使用しています。使用シーンに応じて適切な綿棒サイズをご使用ください。万能壺の洗浄、消毒液の小分け、綿球やカット綿の準備、ピンセットの滅菌作業が不要です。使い残しを捨てる無駄がありません。万能壺等での消毒剤の繰り返し使用に起因する交差感染を防ぎます。

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)
スワブスティックポビドンヨード	S	60 包入 4987335110849	¥3,390
	S2 本入	60 包入 4987335110856	¥5,760
	S3 本入	40 包入 4987335110788	¥5,600
	M	15 包入 4987335111051	¥1,080
	M	60 包入 4987335111044	¥3,690
	M2 本入	20 包入 4987335110689	¥2,130
L	20 包入 4987335110702	¥2,580	

使用期限: 3年
製造販売元/リバテープ製薬株式会社

ポビドンヨードエタノール液 10% 綿棒 8 [LT]

承認番号 22200AMX00926000 医療用医薬品




薬剤には10%ポビドンヨード液を使用しています。エタノールを含有したことにより、速乾性を有します。

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)
ポビドンヨードエタノール液 10% 綿棒 8 [LT]	S	60 包入 4987335111419	¥4,800
	S2 本入	60 包入 4987335111334	¥8,160

使用期限: 2年
製造販売元/リバテープ製薬株式会社

ハイポパッド 5%ハイポエタノール ヨウ素系消毒剤の脱色



1回の消毒につき1包の個包装タイプです。持ち運びに便利で、在宅使用にも適しています。バリア性の高い包装フィルムを使用していますので薬液の蒸発による濃度低下(効力低下)がありません。

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)
ハイポパッド 5%ハイポエタノール	300 包入 (30包×10)	4987335410505	¥3,150

使用期限: 3年
製造販売元/リバテープ製薬株式会社

スワブスティックヘキシジン 綿棒付0.05%グルコン酸クロルヘキシジン製剤

承認番号 21700APZ00568000 一般用医薬品(第2類医薬品)



薬剤は刺激が少なく、持続効果の高い0.05%グルコン酸クロルヘキシジン液を使用しています。

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)
スワブスティックヘキシジン	S	60 包入 4987335110870	¥3,390
	S2 本入	60 包入 4987335110200	¥5,760
	M	60 包入 4987335110863	¥3,690

使用期限: 3年
製造販売元/リバテープ製薬株式会社

クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液 0.5% 綿棒 12 [LT]

承認番号 22300AMX01252000 医療用医薬品



皮膚に残留し、消毒効果の持続が期待できます。エタノールを含有したことにより、速乾性を有しています。

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)
ヘキシジンエタノール液 0.5% 綿棒 12 [LT]	M 60 包入	4987335111433	¥5,520

使用期限: 2年
製造販売元/リバテープ製薬株式会社

スワブスティックベンザルコニウム

承認番号 21900APX00767000 一般用医薬品(第3類医薬品)



薬剤は0.025%ベンザルコニウム塩化物液で、綿棒は先端部がやわらかく、汎用性の高いサイズを使用しています。完全使いきりタイプですので、在宅医療にも大変便利です。

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)
スワブスティックベンザルコニウム	M	60 包入 4987335110887	¥3,690
	L	20 包入 4987335111037	¥2,580

使用期限: 3年
製造販売元/リバテープ製薬株式会社

スワブスティックヘキシジン 0.2% 綿棒付0.2%グルコン酸クロルヘキシジン製剤

承認番号 22900APX00166000 一般用医薬品(第2類医薬品)



薬剤は刺激が少なく、持続効果の高い0.2%グルコン酸クロルヘキシジン液を使用しています。手指・皮膚の消毒にお使いください。

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)
スワブスティックヘキシジン 0.2%	M 60 包入	4987335111365	¥3,990

使用期限: 2年
製造販売元/リバテープ製薬株式会社

クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液 1%

承認番号 綿棒 8 [LT]: 22700AMX00105000 / 綿棒 12 [LT]: 22700AMX00104000 医療用医薬品



血管留置カテーテル挿入部などの皮膚消毒にお使いいただけます。エタノールを含有したことにより、速乾性を有しています。

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)
ヘキシジンエタノール液 1% 綿棒 8 [LT]	S	60 包入 4987335111556	¥4,920
	S2 本入	60 包入 4987335111563	¥8,340
ヘキシジンエタノール液 1% 綿棒 12 [LT]	M	60 包入 4987335111532	¥5,520
	M2 本入	20 包入 4987335111549	¥3,230

使用期限: 2年
製造販売元/リバテープ製薬株式会社

スワブスティックエタノール

承認番号 22000APX00337000 一般用医薬品(第3類医薬品)



薬剤には消毒用エタノール(76.9~81.4vol%)を使用しています。手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒にお使いいただけます。※添加物としてIPA(イソプロパノール)を配合。

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)
スワブスティックエタノール	M 60 包入	4987335110894	¥4,620

使用期限: 2年
製造販売元/リバテープ製薬株式会社

パック消毒剤

感染予防用品

衛生・処置用品

検査用品

調剤用品

日用品

パック消毒剤

感染予防用品

衛生・処置用品

検査用品

調剤用品

日用品

パック消毒剤

スワブパッド消毒用エタノール

承認番号 22100APX00333000 一般用医薬品 (第3類医薬品)



1回の消毒につき1包の個包装タイプ。やわらかな不織布を使用し、優しく肌を拭く事ができます。たっぷりの薬剤でしっかり消毒できます。30包ずつバンディング包装しています。

※2枚入×3,000包は20包ずつのバンディング仕様。

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)
スワブパッド 消毒用エタノール	90包入 (30包×3)	4987335111013	¥1,260
	300包入 (30包×10)	4987335110795	¥3,150
	6,000包入 (300包×20)	4987335110801	¥47,400
	2枚入×3,000包入 (200包×15)	4987335111082	¥47,400

使用期限：3年
製造販売元/リパテー製薬株式会社



スワブパッドヘキシジン0.2%

承認番号 22900APX00167000 一般用医薬品 (第2類医薬品)



1回の消毒につき1包の個包装タイプ。薬剤はアルコールを含まず、無臭です。皮膚や鼻への刺激が少ない製剤です。

30包ずつバンディングしてあり、袋から取り出しやすくなっています。

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)
スワブパッドヘキシジン0.2%	150包入	4987335111389	¥2,370

使用期限：3年
製造販売元/リパテー製薬株式会社

スワブパッドイソプロ イソプロパノール液

承認番号 21700APZ00407000 一般用医薬品 (第3類医薬品)



1回の消毒につき1包の個包装タイプ。持ち運びに便利で、在宅使用にも適しています。バリア性の高い包装フィルムを使用していますので薬液の蒸発による濃度低下がありません。

30包ずつバンディング包装しています。

※200包入は20包ずつのバンディング仕様。

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)
スワブパッドイソプロ	90包入 (30包×3)	4987335111099	¥1,260
	200包入 (20包×10)	4987335111105	¥2,100
	300包入 (30包×10)	4987335111112	¥3,150
	3,000包入 (30包×100)	4987335111129	¥25,200
	60包×100入 (6,000包入)	4987335111136	¥47,250
	6,000包入 (300包×20)	4987335111143	¥47,250

使用期限：3年
製造販売元/リパテー製薬株式会社



感染予防用品

ジェルケア®プラス 1プッシュ1ml (ゲル状速乾性手指消毒剤)

承認番号 22500DZX01422 指定医薬部外品



ラビングケア®プラス 1プッシュ3ml (速乾性手指消毒剤)

承認番号 22500DZX01420 指定医薬部外品

有効成分エタノールに、添加物としてリン酸などを配合した弱酸性の速乾性すり込み式手指消毒剤です。ノンエンペローブウイルスなどのアルコール抵抗性ウイルスにも効果的です。

品名	容量	JANコード	本体価格(税別)
ジェルケア®プラス	500ml	4987382002395	¥1,500
ラビングケア®プラス	500ml	4987382002401	¥1,300

pH3.0～4.0 使用期限3年(開封後1年)
エタノール76.9～81.4vol% 製造販売元/健栄製薬株式会社

プラスチックエプロン



湿性の血液・体液・排泄物等の水分を通しません。簡単に着脱でき、付着した血液、体液等に触れることなく廃棄できます。

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)
プラスチックエプロン(袖無)	ブルー 50枚入	4987382030220	¥1,110
	ホワイト 50枚入	4987382030213	¥1,110
	ピンク 50枚入	4987382030237	¥1,110
プラスチックエプロン(袖付)	ブルー 10枚入	4987382030244	¥2,000

材質：ポリエチレン (PE)

メディカルロールシート (ディスプレイシート)



敷いた時にずれにくいように防滑加工を施したロール状の検診用シートです。

診察台、内診台(産科)、枕カバー、器具・機器等トレーの下敷きシートとしてご使用いただけます。

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)
メディカルロールシート	ホワイト 37cm×45m 1本	4987382034716	¥1,950
	ブルー 37cm×45m 1本	4987382034723	¥2,110
	ホワイト 58cm×35m 1本	4987382034730	¥4,490
	ブルー 58cm×35m 1本	4987382034747	¥4,970

材質：表面(紙)、裏面(エチレン系樹脂)

37cm×45m：150回分30cm毎ミシン目入り
58cm×35m：50回分70cm毎ミシン目入り

メディカルカットシート (ディスプレイシート)



簡単に広げて使用できる吸水防水シートです。

処置台、内診台、検査台の下敷きシートとしてご使用いただけます。コンパクトに折りたたまれ、収納しやすくなっています。

使いやすい3サイズ

- 50cm×60cm：部分的に使える防水シート
- 100cm×120cm：半身面に使える防水シート
- 100cm×180cm：全身面に使える防水シート

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)
メディカルカットシート	50cm×60cm 10枚×1袋	4987382034754	¥920
	100cm×120cm 1枚×10袋	4987382034761	¥2,680
	100cm×180cm 1枚×10袋	4987382034778	¥3,300

材質：表面(レーヨン不織布)、裏面(防水ラミネート加工)

感染予防用品

ニトリルグローブ



プラスチックグローブ



ニトリルグローブ PF*

* PF：パウダーフリー

耐油性・耐摩耗性・耐薬品に優れています。
ラテックスアレルギーの方にもご使用いただけます。

柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かい作業に適しています。

品名	サイズ	色	容量	手の幅	JANコード	本体価格(税別)	生産国
ニトリルグローブ PF	S	ブルー	100枚入	85mm	4987382060425	¥2,800	中国
	M	ブルー	100枚入	95mm	4987382060432	¥2,800	
	L	ブルー	100枚入	105mm	4987382060449	¥2,800	
	S	ホワイト	100枚入	90mm	4987382060456	¥2,800	タイ
	M	ホワイト	100枚入	99mm	4987382060463	¥2,800	
	L	ホワイト	100枚入	109mm	4987382060470	¥2,800	

食品衛生法適合品 使用期限：3年

材質：合成ゴム (NBR) ニトリルグローブブルー厚み：掌 (mm) 0.06 指先 (mm) 0.07
ニトリルグローブホワイト厚み：掌 (mm) 0.07 指先 (mm) 0.09-0.10

プラスチックグローブパウダーフリー

クリーンルームなどでの使用に最適なグローブです。

内面にパウダーを使わないパウダーフリータイプ。簡単に脱着できるグローブです。

品名	サイズ	容量	手の幅	JANコード	本体価格(税別)	生産国
プラスチックグローブパウダーフリー	S	100枚入	84mm	4900719100113	¥1,700	ベトナム
	M	100枚入	94mm	4900719100120	¥1,700	
	L	100枚入	107mm	4900719100137	¥1,700	

材質：ポリ塩化ビニル (PVC) 使用期限：5年
プラスチックグローブパウダーフリー厚み：掌 (mm) 0.09-0.11 指先 (mm) 0.05-0.06

プラスチック手袋パウダーフリー

素手感覚の薄手仕上げ

品名	サイズ	容量	手の幅	JANコード	本体価格(税別)	生産国
プラスチック手袋パウダーフリー	S	100枚入	85mm	4589765740094	¥1,700	中国
	M	100枚入	95mm	4589765740100	¥1,700	
	L	100枚入	105mm	4589765740117	¥1,700	

材質：ポリ塩化ビニル (PVC) 使用期限：5年
プラスチック手袋パウダーフリー厚み：掌 (mm) 0.07 指先 (mm) 0.1

使い切り手袋 (パウダーフリー)

油脂にも強く、脱着がスムーズ

ラテックス・加硫促進剤フリー

品名	サイズ	容量	手の幅	JANコード	本体価格(税別)	生産国
ビニール使い切り手袋粉無	S	100枚入	85mm	4906554116357	オープン	中国
	M	100枚入	95mm	4906554116364	オープン	
	L	100枚入	105mm	4906554116371	オープン	

材質：ポリ塩化ビニル (PVC) 使用期限：5年
使い切り手袋厚み：掌 (mm) 0.06-0.10 指先 (mm) 0.06-0.10

ディスポプラテ (粉付)

すべりが良く、脱着しやすい

品名	サイズ	容量	手の幅	JANコード	本体価格(税別)	生産国
ディスポプラテ	S	100枚入	85mm	4900719100274	¥1,500	ベトナム
	M	100枚入	95mm	4900719100281	¥1,500	
	L	100枚入	105mm	4900719100298	¥1,500	

材質：ポリ塩化ビニル (PVC) 使用期限：5年
ディスポプラテ厚み：掌 (mm) 0.09-0.10 指先 (mm) 0.05-0.06

ラテックスグローブ



ポリエチレン手袋



ラテックスグローブパウダーフリー

クリーンルームなどでの使用に最適なグローブです。

内面にパウダーを使わないパウダーフリータイプ。
表面がエンボスタイプで抜群の使い勝手。

品名	サイズ	容量	手の幅	JANコード	本体価格(税別)	生産国
ラテックスグローブパウダーフリー	S	100枚入	84mm	4900719100243	¥2,800	タイ
	M	100枚入	94mm	4900719100250	¥2,800	
	L	100枚入	107mm	4900719100267	¥2,800	

使用期限：3年

材質：天然ゴム ラテックスグローブパウダーフリー厚み：掌 (mm) 0.12 指先 (mm) 0.14

ラテックスグローブ

清潔感と自然なフィット感を兼ね備えたグローブです。

優れた伸縮性で手にピッタリフィット。
パウダーを微量に押しさえ、肌にやさしい。

品名	サイズ	容量	手の幅	JANコード	本体価格(税別)	生産国
ラテックスグローブパウダーフリー	SS	100枚入	74mm	4900719100236	¥1,700	タイ
	S	100枚入	84mm	4900719100144	¥1,700	
	M	100枚入	94mm	4900719100151	¥1,700	
	L	100枚入	107mm	4900719100168	¥1,700	

使用期限：5年

材質：天然ゴム ラテックスグローブ厚み：掌 (mm) 0.10 指先 (mm) 0.11-0.12

抗菌ポリエチレン手袋

溶剤や油、薬品に強いポリエチレンのグローブです。

抗菌防臭加工 (銀ゼオライト使用) を施していますので、雑菌の繁殖を防ぎ、汗臭さを抑えます。内面に細かいエンボス加工を施していますので、ベタつきやムシ、すべりを防ぎます。

品名	サイズ	容量	手の幅	JANコード	本体価格(税別)	生産国
抗菌ポリエチレン手袋	S	100枚入	122mm	4987382060128	¥900	ベトナム
	M	100枚入	130mm	4987382060135	¥900	
	L	100枚入	155mm	4987382060142	¥900	

材質：ポリエチレン (PE) 食品衛生法適合品

感染予防用品

サージカルマスクJ



不織布の3層構造です。
ソフトタッチの不織布を使用し、肌ざわりが良く、立体ブリーツ加工でアゴまでしっかりカバーします。

バクテリア飛まつ捕集効率 (BFE) >95%
微小粒子捕集効率 (PFE) >95%

※ 2025年4月より下記価格へ改定いたします。

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)	生産国
サージカルマスクJ	大人用ホワイト 50枚入	4987382034112	¥1,250	日本
	大人用ピンク 50枚入	4987382034136	¥1,250	
	大人用ブルー 50枚入	4987382034129	¥1,250	
	女性用ホワイト 50枚入	4987382034143	¥1,250	
	女性用ピンク 50枚入	4987382034167	¥1,250	
	子供用ホワイト 50枚入*	4987382034150	¥1,250	

※ノーズワイヤーなし
サイズ：大人用 175 × 90mm
女性用 145 × 90mm
子供用 125 × 82mm

サージカルマスク



不織布の薄型3層構造です。
水分を透過させません。
ノーズワイヤーは、樹脂を使用しておりますので、廃棄の際分別の必要がありません。
ゴムひもは、やわらかいウーリーゴムを使用しています。

バクテリア飛まつ捕集効率 (BFE) >99%
微小粒子捕集効率 (PFE) >98%

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)	生産国
サージカルマスク	ホワイト 50枚入	4987382032910	¥2,000	中国

サイズ：175 × 90mm

サージカルマスクG



耳掛け部に、ソフトバンド[®]を使用し、頬部のフィット感に優れたマスクです。
ソフトバンド[®]は伸縮性に優れ、長時間連続使用しても耳が痛くなりづらいです。
※ソフトバンド特長：おむつなどに使われるソフトキャザー製造技術を採用。

JIS 適合審査において、医療用マスク最高位のクラスⅢに適合したマスクと審査されました。

試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生
規格値	≧98%	≧98%	≧98%	(区分1)	21.3 kPa	○
適合判定	○	○	○	○	○	○

PFE：微小粒子捕集効率
BFE：バクテリア飛まつ捕集効率
VFE：ウイルス飛まつ捕集効率

【一財】カケンテストセンターにて機能性試験実施済み

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)	生産国
サージカルマスクG	ホワイト 30枚入	4987382033719	¥1,800	日本

サイズ：175 × 90mm

クリーンマスクII N-95



米国 CDC 結核予防ガイドラインに準拠し、
米国 NIOSH 微小粒子マスク規格クラス N95 認定品です。

品名	容量	JANコード	本体価格(税別)	生産国
クリーンマスクII N-95	30枚入	4987382034457	¥4,620	日本

衛生・処置用品

脱脂綿/医療用カット綿

一般医療機器



脱脂綿を用途に応じたサイズに裁断したカット綿です。

品名	規格・容量	1袋当りの枚数	JANコード	本体価格(税別)	生産国
脱脂綿	500g		4987382027398	¥1,930	中国
	3.5cm × 3.5cm 500g	約 1,350枚	4987382027404	¥2,240	
医療用カット綿	4cm × 4cm 500g	約 950枚	4987382027411	¥2,270	
	5cm × 5cm 500g	約 630枚	4987382027428	¥2,240	
	5cm × 6cm 500g	約 520枚	4987382027435	¥2,240	
	8cm × 8cm 500g	約 240枚	4987382027442	¥2,240	

製造販売元/株式会社長谷川総行

■ 脱脂綿
製造販売届出番号 23B3X00017000008
JMDNコード 70975000

■ 医療用カット綿
製造販売届出番号 23B3X00017000002
JMDNコード 70975000

綿球

一般医療機器



オートメーション製造なので衛生的で、品質もサイズも安定しています。
オートクレープ滅菌や、薬液に浸漬後使用するため少し硬めに作っております。

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)	生産国
綿球 No.7	直径 7mm 50g (約 750球)	4987382030541	¥700	インドネシア
綿球 No.10	直径 10mm 50g (約 550球)	4987382030558	¥620	
綿球 No.14	直径 14mm 50g (約 270球)	4987382030565	¥600	
綿球 No.20	直径 20mm 50g (約 110球)	4987382030572	¥540	
綿球 No.25	直径 25mm 50g (約 60球)	4987382030589	¥530	
綿球 No.30	直径 30mm 50g (約 40球)	4987382030596	¥530	
綿球 No.40	直径 40mm 50g (約 20球)	4987382030602	¥530	

製造販売元/株式会社長谷川総行

製造販売届出番号 23B3X00017000003
JMDNコード 11028000

ガーゼ/尺角ガーゼ

一般医療機器



尺角ガーゼ：医療ガーゼタイプII

ガーゼ ▲ 尺角ガーゼ ▲

ガーゼタイプIはあらゆる用途に使用できる最も一般的なガーゼです。
尺角ガーゼは4辺を密織にし、糸がほつれない様にした手術・処置等に使用できるガーゼです。

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)	生産国
ガーゼタイプI	30cm × 10m 1枚	4987382027466	¥790	中国
尺角ガーゼ 平枕型 A-1	30cm × 30cm 300枚	4987382027473	¥7,200	
尺角ガーゼ 2ツ折 A-2	30cm × 30cm 300枚	4987382027480	¥7,300	
尺角ガーゼ 4ツ折 A-4	30cm × 30cm 300枚	4987382027497	¥7,400	
尺角ガーゼ 8ツ折 A-8	30cm × 30cm 300枚	4987382027503	¥7,600	

※ガーゼタイプIは医療ガーゼタイプIを使用しています。 製造販売元/株式会社長谷川総行
2ツ折：折りあがりサイズ 15 × 30cm 2等分になるよう1回折る
4ツ折：折りあがりサイズ 15 × 15cm 4当分になるよう2回折る
8ツ折：折りあがりサイズ 7.5 × 30cm 8当分になるよう4回折る

■ ガーゼ
製造販売届出番号 23B3X00017000011
JMDNコード 13700000

■ 尺角ガーゼ
製造販売届出番号 23B3X00017000004
JMDNコード 13700000

滅菌尺角ガーゼ

一般医療機器



医療ガーゼタイプII

トレータイプの滅菌バックに入ったEOG滅菌済尺角ガーゼです。
折り方で箱・滅菌バック等のカラーリングを分け、誤開封を防ぎます。
院内の包装作業・滅菌業務など省力化が図れます。

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)	生産国
滅菌尺角ガーゼ	4ツ折 2枚 × 50袋入	4987382033818	¥3,750	中国
	4ツ折 5枚 × 20袋入	4987382033825	¥2,650	
	4ツ折 10枚 × 10袋入	4987382033832	¥2,200	
	8ツ折 2枚 × 50袋入	4987382033849	¥3,530	
	8ツ折 5枚 × 20袋入	4987382033856	¥2,420	
	8ツ折 10枚 × 10袋入	4987382033863	¥2,100	

EOG 滅菌済

使用期限：3年
製造販売届出番号 23B3X00017000072
JMDNコード 13700000
製造販売元/株式会社長谷川総行

※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

衛生・処置用品

折りたたみガーゼ

一般医療機器 医療ガーゼタイプII



乱糸が出ないように工夫した折りたたみ処置ガーゼです。

オートメーション加工で衛生的、かつサイズが一定しています。

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)	生産国
折りたたみガーゼ	12PLY 5cm × 5cm 100枚	4987382030626	¥1,100	中国
	12PLY 5cm × 7.5cm 100枚	4987382030633	¥1,300	
	12PLY 7.5cm × 7.5cm 100枚	4987382030640	¥1,800	
	12PLY 7.5cm × 10cm 100枚	4987382030657	¥2,200	
	12PLY 10cm × 10cm 100枚	4987382030664	¥2,800	

製造販売届出番号 23B3X00017000016 製造販売元/株式会社長谷川絆行
JMDNコード 13700000

セリオガーゼ

一般医療機器*



コットン100%の吸水性能、保水性能が非常に高い不織布ガーゼです。長繊維を使用していますので、脱落繊維が非常に少なく、切り込みを入れても乱糸が出ないタイプの処置用ガーゼです。セリオタオルは全身の清拭用におすすめです。

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)	生産国
セリオガーゼ KZ-1	4ツ折 25cm × 25cm 100枚	4987382031180	¥1,020	日本
セリオガーゼ KZ-2	4ツ折 15cm × 15cm 150枚	4987382031173	¥770	
セリオガーゼ KZ-3	4ツ折 30cm × 30cm 100枚	4987382032774	¥1,270	
セリオガーゼ KZ-10	12PLY 7.5cm × 7.5cm 50枚	4987382031197	¥770	
セリオタオル KZ-100	4ツ折 34cm × 60cm 50枚	4987382031203	¥2,320	

*セリオタオルを除く 製造販売元/小津産業株式会社

■セリオガーゼ
製造販売届出番号 13B2X10098000011
JMDNコード 34655000

滅菌折りたたみガーゼ

一般医療機器 医療ガーゼタイプII



滅菌タイプはワンタッチで開封できます。

2枚の紙を張り合わせるタイプの滅菌パックを使用しており、両側から引き離すだけで簡単に開封できます。

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)	生産国
折りたたみガーゼ 滅菌済	12PLY 5cm × 5cm 100枚	4987382030671	¥2,000	中国
	12PLY 7.5cm × 7.5cm 100枚	4987382030688	¥2,900	
	12PLY 7.5cm × 10cm 100枚	4987382030695	¥3,500	
	EOG滅菌済			

使用期限: 3年 製造販売届出番号 23B3X00017000015 製造販売元/株式会社長谷川絆行
JMDNコード 13700000

ガーゼタイプ
医療用ガーゼは形状によりタイプI~IVに分類されており、標準幅および標準重量が規格として定められている。

*折: 原寸サイズから、折りたたんだ状態を示す。サイズの数字は折り上がり前(原寸)、PLY: 積層枚数を意味する。サイズの数字は折り上がり後(折りたたんだ後)。

イージーカットロール (自着性包帯)



手で簡単に切ることでできるポリエステル100%の自着性包帯です。止血綿等のテープ固定で刺激が気になる方におすすめです。体毛の多い場所でも貼りつきを気にせずお使いいただけます。

品名	規格(幅×伸長)・容量	JANコード	本体価格(税別)	生産国
イージーカットロール	25mm × 2m 8巻	4987382034297	¥2,400	日本
	50mm × 2m 6巻	4987382034174	¥3,000	

製造販売元/株式会社長谷川絆行

コアスタイII (伸縮ホータイ)



レーヨン系とスパンデックス系の混紡で、通気性・伸縮性にすぐれ、巻くための技術は不要で、巻き終わりは差し込みだけです。

伸張率: 約3倍(製造販売元調べ)

品名	規格(幅×伸長)・容量	JANコード	本体価格(税別)	生産国
コアスタイII H-5	5cm × 9m 10巻	4987382027565	¥2,690	日本
コアスタイII H-7.5	7.5cm × 9m 10巻	4987382027572	¥3,830	
コアスタイII H-9	9cm × 9m 10巻	4987382027589	¥4,500	

製造販売元/株式会社長谷川絆行

粘着包帯



関節・屈曲部のパッドやシップ剤、カテーテル、チューブの固定に適しています。刺激の少ないアクリル系粘着剤と通気性の高いメッシュタイプ不織布でカブレを防ぎます。

品名	規格(幅×伸長)・容量	JANコード	本体価格(税別)
粘着包帯 No.38	3.75cm × 10m 8巻	4987382030848	¥4,730
粘着包帯 No.50	5cm × 10m 6巻	4987382030855	¥4,730
粘着包帯 No.75	7.5cm × 10m 4巻	4987382030862	¥4,730
粘着包帯 No.100	10cm × 10m 3巻	4987382030879	¥4,730

製造販売元/リハテック製薬株式会社

純綿耳付ホータイ



両端がホツレないように、個々に織り上げた耳付ホータイです。

品名	規格・容量(1製の幅)	JANコード	本体価格(税別)	生産国
純綿耳付ホータイ3製	28cm × 9m 1本(約9.3cm)	4987382027510	¥1,250	日本
純綿耳付ホータイ4製	28cm × 9m 1本(約7cm)	4987382027527	¥1,250	
純綿耳付ホータイ5製	28cm × 9m 1本(約5.6cm)	4987382027534	¥1,250	
純綿耳付ホータイ6製	28cm × 9m 1本(約4.6cm)	4987382027541	¥1,250	
純綿耳付ホータイ8製	28cm × 9m 1本(約3.1cm)	4987382027558	¥1,250	

純綿耳付ホータイは、28cmの1本をいくつに等分していくかで規格を表します。EX) 3製は、28cm ÷ 3 = 9.3cm 製造販売元/株式会社長谷川絆行

弾力包帯



厚手で弾力のある素材(100%コットン)により、優れた固定力を発揮します。副木の固定、圧迫固定に適しています。オートクレープ滅菌可能です。


伸張率: 約2倍(製造販売元調べ)

品名	規格(幅×伸長)・容量	JANコード	本体価格(税別)
弾力包帯2号	5cm × 4.5m 6巻	4987382033788	¥1,400
弾力包帯3号	7.5cm × 4.5m 6巻	4987382033795	¥2,150
弾力包帯4号	10cm × 4.5m 6巻	4987382033801	¥2,700

製造販売元/日本シグマックス株式会社

衛生・処置用品

リープレスアミー 伸縮性ネット包帯



【主な使用部位と号数の目安】



ポリエステル繊維と弾性ゴムを編み上げています。
 優れた伸縮性をもち、あらゆる部位にフィットします。

品名	規格	サイズ (幅×伸長)	用途	JANコード	本体価格 (税別)
リープレスアミー	1号	1cm × 20m	指	4582105371033	¥1,270
	2号	2cm × 20m	手先・手首・肘	4582105371040	¥2,520
	3号	3cm × 20m	足・膝・大腿部	4582105371057	¥3,780
	4号	4cm × 20m	大腿部・頭・胸	4582105371064	¥5,360
	5号	5cm × 20m	大腿部・頭・胸・肩	4582105371071	¥6,690
	6号	7cm × 20m	頭・胸・肩・腰	4582105371088	¥7,350
	7号	8cm × 20m	胸・肩・腰	4582105371095	¥9,470

材質：本体 (ポリエステル)、ゴム (天然ゴム)

製造販売元/株式会社長谷川綿行

防水フィット

一般医療機器



水の侵入を防ぐため従来の救急絆より少し幅広に設計しました。
 柔軟性が高く、様々な部位によくフィットします。

EOG 滅菌済

品名	規格	容量	サイズ		JANコード	本体価格 (税別)
			粘着部	パッド部		
防水フィット	S	100枚入	19mm × 55mm	9mm × 20mm	4987382036772	¥1,160
	M	100枚入	22mm × 72mm	11mm × 23mm	4987382036789	¥1,160
	L	100枚入	30mm × 72mm	13mm × 25mm	4987382036796	¥1,580

製造販売届出番号 43B2X00005000062
 JMDNコード 34864000

使用期限：5年
 製造販売元/リバテープ製薬株式会社

救急絆 ECO

一般医療機器



環境に優しい非塩ビ素材を使用しています。また、刺激性の少ないアクリル粘着剤を使用しています。

EOG 滅菌済

品名	規格	容量	サイズ		JANコード	本体価格 (税別)
救急絆 ECO	M	200枚入	粘着部 19mm × 72mm	パッド部 13mm × 23mm	4987382031067	¥1,050

製造販売届出番号 43B2X00005000061
 JMDNコード 34864000

使用期限：5年
 製造販売元/リバテープ製薬株式会社

注射パッド (皮下) 27～24ゲージ

一般医療機器



注射パッチ (皮下) 25～22ゲージ (筋) 23～22ゲージ

一般医療機器



通気性の高いメッシュタイプの不織布と、刺激の少ないアクリル系粘着剤によりカブレを防ぎます。

肌触りのよい厚さ2mmのパッドが穿刺部をやさしく保護し、血液をしっかり吸収します。1枚ずつ包装しています。

EOG 滅菌済

品名	容量	サイズ (mm)			JANコード	本体価格 (税別)
		粘着部	パッド部	パッド厚		
注射パッチ	200枚入	30 × 30	12 × 12	2	4987382036802	¥1,680

製造販売届出番号 43B2X00005000063
 JMDNコード 34864000

使用期限：5年
 製造販売元/リバテープ製薬株式会社

注射 OT プラスト (採血) 22～20ゲージ

一般医療機器



採血後等のスピーディーな圧迫止血が可能です。

シート固定テープ付きで色々な所に固定でき、片手で使用することができ、ワンタッチで処置できます。貼付後、手で押さえたり曲げることなく圧迫できます。

EOG 滅菌済

品名	容量	サイズ (mm)		JANコード	本体価格 (税別)
		パッド部	パッド厚		
注射 OT プラスト	500枚入 (5枚 × 5 × 20)	2 × 15	4	4987382030992	¥10,500

製造販売届出番号 43B2X00005000059
 JMDNコード 34864000

使用期限：5年
 製造販売元/リバテープ製薬株式会社

注射部の保護絆です。

シート固定テープ付きで色々な所に固定でき、便利です。
 つまみ部分をつけ、貼りやすく、剥がしやすい保護絆です。

EOG 滅菌済

品名	規格	容量	サイズ (mm)		JANコード	本体価格 (税別)
			粘着部	パッド部		
注射パッド	S	1,000枚 5枚 × 5 × 40	20 × 20	8 × 8	4987382030930	¥3,300
	S-W	1,000枚 5枚 × 5 × 40	20 × 20	10 × 10	4987382030985	¥3,300
	M	500枚 4枚 × 5 × 25	27 × 27	15 × 15	4987382030947	¥3,000

製造販売届出番号 43B2X00005000060
 JMDNコード 34864000

使用期限：5年
 製造販売元/リバテープ製薬株式会社

注射プラスト (静脈内) 23～21ゲージ

一般医療機器



採血、輸血、点滴、留置針の抜去後の止血にお使いいただけます。

2層から成るパッドの役割として、外層のレーヨン不織布が血液を吸収し、中層のクッション性の優れたポリエステル不織布が適度に圧迫感を持たせます。また、通気性の良い柔らかな不織布を使用しています。

EOG 滅菌済

品名	容量	サイズ (mm)			JANコード	本体価格 (税別)
		粘着部	パッド部	パッド厚		
注射プラスト	100枚入	40 × 55	φ16	4	4987382036635	¥2,100

製造販売届出番号 43B2X00005000058
 JMDNコード 34864000

使用期限：5年
 製造販売元/リバテープ製薬株式会社

注射プレスター (採血) 21～ゲージ

一般医療機器



抜群の伸縮性とフィット感で穿刺部をしっかり圧迫止血が可能です。

肌にやさしいアクリル系粘着剤を使用しています。
 厚さ4mmのパッドがピンポイントで圧迫止血します。

EOG 滅菌済

品名	容量	サイズ (mm)			JANコード	本体価格 (税別)
		粘着部	パッド部	パッド厚		
注射プレスター	50枚入	30 × 72	φ16	4	4987382036819	¥1,580

製造販売届出番号 43B2X00005000069
 JMDNコード 34864000

使用期限：5年
 製造販売元/リバテープ製薬株式会社

衛生・処置用品

サージンパッド 大型滅菌プラスター

一般医療機器



やわらかな肌触りで、快適な貼り心地です。

関節部等の創傷保護、穿刺部の保護にご利用ください。アクリル系粘着剤を線状に糊引きしているため、通気性に優れ、カブレにくくなっています。パッドには5プライおよび10プライのコットンを使用しています。

品名	規格	容量	サイズ		JANコード	本体価格(税別)
			粘着部	パッド部		
サージンパッド	No.50	50枚入	5cm × 8cm	2cm × 4cm	4987382020184	¥1,680
	No.60	50枚入	6cm × 10cm	3cm × 6cm	4987382020191	¥2,100
	No.80	30枚入	8cm × 13cm	4cm × 9cm	4987382020207	¥2,100
	No.100	30枚入	10cm × 16cm	5cm × 10cm	4987382020214	¥2,730

製造販売届出番号 43B2X00005000056
JMDNコード 34864000
使用期限：5年
製造販売元/リバテール製薬株式会社

サージンプルーフ 防水滅菌プラスター

一般医療機器



水や菌を通さず、傷口を保護します。

特殊フィルムにより、水や細菌の侵入を防ぐ遮菌性、防水性に優れています。パッドにポリ蒸着ネットを使用しており、傷口にくっつきにくくなっています。

品名	規格	容量	サイズ		JANコード	本体価格(税別)
			粘着部	パッド部		
サージンプルーフ	No.50	50枚入	5cm × 7cm	2cm × 4cm	4987382027343	¥3,360
	No.60	50枚入	6cm × 9cm	3cm × 6cm	4987382027350	¥4,200
	No.80	30枚入	8cm × 12cm	4cm × 9cm	4987382027367	¥3,780

製造販売届出番号 43B2X00005000057
JMDNコード 34864000
使用期限：5年
製造販売元/リバテール製薬株式会社

優肌絆 GS・サージカルテープ・紙バン・ポアテープ 医療補助用テープ



皮膚への刺激が少ないアクリル系粘着剤を使用した医療補助用テープです。経時変化の少ない粘着剤は、長時間ガーゼを貼る際に適しています。

特に、優肌絆 GS は、角質剥離の少ない粘着剤を用いることにより固定力をそこなく、はがすときの痛みや肌への負担を抑えたテープです。

全てのテープがラテックスフリーです。

品名	素材	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)
優肌絆 GS	不織布	12mm × 9m 24入	4987382033931	¥4,490
		25mm × 9m 12入	4987382033948	¥4,490
サージカルテープ	不織布	12mm × 10m 24入	4987382020863	¥4,610
		25mm × 10m 12入	4987382020870	¥4,610
紙バン	紙	9mm × 10m 24入	4987382020856	¥1,850
ポアテープ	ポリエチレン	12mm × 10m 24入	4987382020917	¥4,260
		25mm × 10m 12入	4987382020900	¥4,260


使用期限：3年
製造販売元/株式会社ニトムズ

テプトウール 保湿剤配合肌用リムーバー

化粧品



無香料・無着色・アルコール無添加、保湿剤[®]配合の剥離剤です。皮膚と粘着剤のわずかなすき間に入り、さらりと剥がれます。ストーマ装具の貼り替え、心電図の電極パッドやサージカルテープ等の粘着製品にお使いいただけます。馬油・ゴヨウマツ種子油配合。お肌にうるおいを与え、保護します。



品名	容量	JANコード	本体価格(税別)
テプトウール	30ml	4582105370999	¥1,500

※保湿剤：馬油、ゴヨウマツ種子油
使用期限：3年
製造販売元/リバテール製薬株式会社

サージンフィルム7ミクロン

一般医療機器



指先ほどの小さな部分への使用に適した超極薄ウレタンフィルムドレッシング製剤です。「柔軟性」、「伸縮性」に優れ、貼付中の違和感が少なく、快適に傷口を保護します。

品名	規格	容量	サイズ		JANコード	本体価格(税別)
			粘着部	固定フィルム		
サージンフィルム7ミクロン	No.25	50枚入	25mm × 40mm	25mm × 40mm	4987382034389	¥1,050

製造販売届出番号 43B2X00005000090
JMDNコード 34864000
使用期限：5年
製造販売元/リバテール製薬株式会社

サージンフィルム10ミクロン

一般医療機器



長期間貼付が可能なため、交換回数を減らして看護の省力化と経済的メリットも得られます。使用順に番号や矢印を印刷していますので、ひと目で操作手順がわかります。

品名	規格	容量	サイズ		JANコード	本体価格(税別)
			粘着部	固定フィルム		
サージンフィルム10ミクロン	No.50	100枚入	50mm × 70mm	50mm × 80mm	4987382036703	¥10,080
	No.60	50枚入	60mm × 90mm	60mm × 100mm	4987382036710	¥6,300
	No.80	50枚入	80mm × 120mm	80mm × 130mm	4987382036727	¥10,500
	No.100	50枚入	100mm × 150mm	100mm × 160mm	4987382036734	¥13,550

製造販売届出番号 43B2X00005000055
JMDNコード 34864000
使用期限：5年
製造販売元/リバテール製薬株式会社

サージンフィルム30ミクロン

一般医療機器



固定テープと補助フィルムにより、貼付時のシワ、空気の浸入を防ぎます。しなやかなフィルムと粘着性に富むアクリル系粘着剤によりしっかりと密着します。酸素や水蒸気は透過しますのでムレを抑えます。

品名	規格	容量	サイズ		JANコード	本体価格(税別)
			粘着部	固定フィルム		
サージンフィルム30ミクロン	No.50	100枚入	50mm × 70mm	50mm × 80mm	4987382036642	¥6,720
	No.60	50枚入	60mm × 90mm	60mm × 100mm	4987382036659	¥4,200
	No.80	50枚入	80mm × 120mm	80mm × 130mm	4987382036666	¥6,300
	No.100	50枚入	100mm × 150mm	100mm × 160mm	4987382036673	¥9,030

製造販売届出番号 43B2X00005000054
JMDNコード 34864000
使用期限：5年
製造販売元/リバテール製薬株式会社

サージンフィルム30ミクロンロール



使用部位に合わせた大きさにカットしてお使いいただけるフリーサイズの防水フィルムです。

品名	規格	容量	サイズ(幅×伸長)	JANコード	本体価格(税別)
サージンフィルム30ミクロンロール	No.50	1巻	5cm × 10m	4987382034419	¥3,780
	No.100	1巻	10cm × 10m	4987382034426	¥6,720
	No.150	1巻	15cm × 10m	4987382034433	¥9,350

製造販売元/リバテール製薬株式会社

衛生・処置用品

プラスモイスト EX 創傷被覆材

一般医療機器



高吸収タイプのプラスモイスト

適度な湿潤状態に整えることで、治癒まで優しく保護します。
 吸収量がプラスモイストシリーズ (V/P) の2倍です。
 傷口の乾燥や痂皮(かさぶた)形成による固着を防ぎ、交換時の痛みを軽減します。
 非常に柔軟な素材でクッション性を有しており、傷口を優しく保護します。

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)
プラスモイスト EX	200 × 250mm 5枚入	4987382030107	¥5,000

製造販売届出番号 27B2X00217PMSA00
 JMDNコード 34655000
 使用期限：5年
 製造販売元／株式会社瑞光メディカル

プラスモイスト V・P・W・救急ばん 創傷被覆材

一般医療機器



傷口を乾燥させにくい被覆・保護材。

適度な湿潤状態に整えることで、治癒まで優しく保護します。
 傷口の乾燥や痂皮(かさぶた)形成による固着を防ぎ、交換時の痛みを軽減します。
 傷口の大きさや形状に応じて自由にカットできます。
 救急ばんのテープ部は撥水仕様で、伸縮性と柔軟性に富む通気性素材を採用していますので、ムレずにフィットします。

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)
プラスモイスト V1 VA1A	200 × 250mm 10枚	4571256950013	¥8,500
プラスモイスト P1 PA1A	200 × 250mm 3枚	4571256950099	¥3,200
プラスモイスト P3 PA3A	125 × 125mm 3枚	4571256950105	¥1,100
プラスモイスト W1*1	WA1A 200 × 250mm 10枚	4571256950020	¥26,600
プラスモイスト W2*1	WA2A 200 × 125mm 10枚	4571256950037	¥14,000
プラスモイスト W3*1	WA3A 125 × 125mm 10枚	4571256950044	¥9,100
救急ばん キズのドレッシング*2	KAMJ 25 × 72mm 100枚	4571256950358	¥4,000
	KALK 50 × 60mm 60枚	4571256950365	¥4,000

※1：電子線滅菌済 ※2：EOG滅菌済
 使用期限：5年
 製造販売元／株式会社瑞光メディカル

- プラスモイスト V1
製造販売届出番号 27B2X00217PMVA00
JMDNコード 34654000 / 11322101
- プラスモイスト P1・P3
製造販売届出番号 27B2X00217PMPA00
JMDNコード 34654000 / 11322101
- プラスモイスト W1・W2・W3
製造販売届出番号 27B2X00217PMWA00
JMDNコード 34654000 / 11322101
- 救急ばん
製造販売届出番号 27B2X00217PMKA00
JMDNコード 34864000

プラスモイスト TOP・TOP-P 創傷被覆材

一般医療機器



二次ドレッシング材(ガーゼ等)に貼り合せて使用するドレッシング材。

二次ドレッシング材を適切に選択することで、さまざまな創傷の保護に使用できます。
 吸収体構造を持たないことで、極めて低コスト・経済的です。
 TOP-Pは、より清潔に、より衛生的に取扱いやすい個別包装です。

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)
プラスモイスト TOP TA1D	200 × 250mm 20枚	4571256950136	¥5,000
プラスモイスト TOP-P TA2F	200 × 125mm 50枚	4571256950174	¥8,000

使用期限：5年
 製造販売元／株式会社瑞光メディカル

- プラスモイスト TOP
製造販売届出番号 27B2X00217PMTA00
JMDNコード 34655000
- プラスモイスト TOP-P
製造販売届出番号 27B2X00217PMTA01
JMDNコード 34655000

プラスモイスト DC・DCR 創傷被覆材

一般医療機器



とびひ・あせも・アトピーなどの皮膚疾患のひっかき傷の保護に使用できる非固着性吸収パッドです。

通気性に優れ、ムレにくく、傷に固着しにくいです。
 表裏がないので指の間に挟むなど自由な使い方が可能です。
 プラスモイスト DCR は、医療現場で使い易いロール形状です。

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)
プラスモイスト DC	DA3C 125 × 125mm 5枚	4571256950235	¥1,100
プラスモイスト DCR	DARR 125 × 3000mm 1ロール	4571256950242	¥5,000

使用期限：5年
 製造販売元／株式会社瑞光メディカル

- プラスモイスト DC
製造販売届出番号 27B2X00217PMDA01
JMDNコード 34655000
- プラスモイスト DCR
製造販売届出番号 27B2X00217PMDA00
JMDNコード 34655000

プラスモイスト ヘモスタパッド 創傷被覆材

一般医療機器



止血を必要とする創傷に。

アルギン酸カルシウム不織布が固着を防ぎ、血液の吸収を行います。
 防漏シートが血液の飛散や漏れを防ぎ、圧迫止血にも使用できます。
 非常に柔軟なため、創傷面への刺激が少なく、指尖部や湾曲部にもフィットします。

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)
プラスモイストヘモスタパッド HSA7I	80 × 300mm 1枚	4571256950280	¥1,200

使用期限：5年
 製造販売元／株式会社瑞光メディカル

- 製造販売届出番号 27B2X00217PMHS00
- JMDNコード 34655000 / 32572000

プラスモイスト HS-W 創傷被覆材

一般医療機器



血液や浸出液を吸収後、速やかにゲル化します。

アルギン酸カルシウム塩のカルシウムイオンが血液凝固因子として作用し、強力な止血機能を発揮します。血液吸収後は速やかにゲル化し、洗浄等により容易に除去が可能です。
 用途に合わせてハサミで切って分割使用できます。

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)
プラスモイスト HS-W	80 × 120mm 10枚入	4571256950730	¥8,000


EOG滅菌済
 使用期限：5年
 製造販売元／株式会社瑞光メディカル

- 製造販売届出番号 27B2X00217PMHSW0
- JMDNコード 32572000 / 34655000 / 13695000

衛生・処置用品

滅菌舌圧子

一般医療機器



良質木材の舌圧子です。

簡単に滅菌包装から取出しできます。1枚ずつ滅菌包装されていますので、清潔に使用できます。小包装タイプです。

品名	容量	JANコード	本体価格(税別)	生産国
滅菌舌圧子	1本入×100袋	4987382032941	¥800	中国

EOG 滅菌済
 使用期限：2年11か月
 製造販売元/オオサキメディカル株式会社
 製造販売届出番号 23B2X10001000056
 JMDNコード 14066000

滅菌ディスポセシ

管理医療機器



ステンレス鑷子と変わらぬ精度のプラスチック製鑷子です。

単包滅菌のため落下菌による汚染を受けず、いつでも清潔に使用できます。鑷子や鑷子立ての洗浄・滅菌等の業務を省力化できます。パッケージをそのまま鑷子立てとして使用できます。

品名	容量	JANコード	本体価格(税別)
滅菌ディスポセシ	18cm 1本入×10袋	4987382033689	¥1,500

EOG 滅菌済
 使用期限：2年11か月
 製造販売元/オオサキメディカル株式会社
 認証番号 22000BZX00853000
 JMDNコード 35079002

シャープスボックス 注射針回収容器



針刺し切創事故を防止するための容器です。

耐貫通性で堅牢なプラスチック容器です。多くの形状の針やシリンジ等が廃棄できます。ラベルには入れすぎ防止のラインが入っています。

品名	規格	容量	JANコード	本体価格(税別)
シャープスボックス	1L	3入	4987382020979	¥1,340
	3L	3入	4987382020986	¥3,100

検査用品

尿検査用コップ・バリウムコップ



内側目盛り付き検査用コップです。

尿検査用コップ、バリウムコップともに、内側に目盛りが付いているので量が一目で分かります。さらに、尿検査用コップには、尿の混濁が確認しやすいマークが底に入っています。

品名	規格	容量	JANコード	本体価格(税別)
尿検査用コップ SM-205-3	205cc	100入	4987382021754	¥1,200
バリウムコップ SCM-400	400cc	50入	4987382021747	¥1,110

e-mask 内視鏡検査用不織布マスク



着用により内視鏡検査時の飛沫拡散を防止します。

あらかじめマスクに内視鏡・口腔内吸引カテーテル挿入用の切り込みを入れてあり、検査時にすぐ使用できます。

微粒子捕集効率(PFE)>99%
 バクテリア飛沫捕集効率(BFE)>99%
 ウイルス飛沫捕集効率(VFE)>99%

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)
e-mask	内視鏡検査用 50枚入	4987382033962	¥1,750

検査用ディスポパンツ



内視鏡検査時に使用するディスポパンツです。

使い捨ての為、衛生的です。カラーは濃紺で、透けにくく、羞恥心を和らげます。

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)
検査用ディスポパンツ	穴あき フリー 10枚入	4987382034020	¥1,200

ウエスト：60～62cm(自然寸法25-26cm)
 全長：52cm 股上：32cm 股下：20cm
 お尻部分穴長さ：20cm

検査用品

ゲレクトS 心電図電極用ディスポッド



クリームのいらないソフトタイプの心電図電極用ディスポッドです。

クリームを塗ったり拭き取ったりする手間がはぶけ、皮膚への不快感もありません。一度にたくさんの心電図をとる集団検診に便利です。

品名	容量	JANコード	本体価格(税別)
ゲレクトS 胸部用	24入 (φ 26mm)	4987382036260	¥9,400
	100入 (φ 26mm)	4987382036277	¥28,600
ゲレクトS 四肢用	25入 (48 × 32mm)	4987382035911	¥6,000
	100入 (48 × 32mm)	4987382035904	¥18,800

タブ電極 心電図検査用電極

一般医療機器



清潔で手間のかからないディスポーザブル電極です。

「単回使用」で毎回清潔に使えるため、清掃(クリームの拭き取り)・消毒・滅菌の手間がかかりません。

しっかりと固定できるため、動きの多い小児や、痩せている患者さんにご使用いただけます。

品名	容量	JANコード	本体価格(税別)
タブ電極 2330SU	(10個 × 10シート) 1袋	4987382036321	¥2,600

製造販売元/ソルベンタムイノベーション株式会社



製造販売届出番号 13B1X10422000125

JMDNコード 35035000

カルジオクリーム 心電図電極用クリーム



スキンクリームをベースとした心電図検査用ペーストです。

よくのび、導電性に優れているので、抵抗値が速く安定し、心電図検査に最適です。

品名	容量	JANコード	本体価格(税別)
カルジオクリーム	100g 2入	0480909774422	¥1,430

Fゼリー 超音波検査用ゼリー



スキンケアの研究から生まれた新感覚の超音波ゼリーです。

銀系抗菌剤を配合することにより、菌接触 30 分後には菌の 99.99%以上が減少します。べたつき感が残らず、サッと拭きとれて、検査後の不快感も軽減します。


品名	粘性	容量	JANコード	本体価格(税別)
F JELLY PLUS	ソフト	250g	4547410357875	¥1,040
		2kg	4547410357905	¥5,400
	ミドル	250g	4547410357882	¥1,040
		2kg	4547410357912	¥5,400
	セミハード	250g	4547410546767	¥1,040
		2kg	4547410546804	¥5,400
ハード	250g	4547410357899	¥1,040	
		2kg	4547410357929	¥5,400

ゲルソニック 超音波検査用ゼリー



リア、セクタ、Mモード等の超音波診断装置に幅広くご使用いただける超音波検査用ゼリーです。

乾燥しにくく、長時間のモニターにも適していて、なめらかでプローブの操作もスムーズです。エアーの混入が少ないため、良質な画像が得られます。



○ご使用方法(5kg)
ウチブタを外し、替栓を取付けてご使用ください。

品名	粘性	容量	JANコード	本体価格(税別)
ゲルソニックH	H-250(高粘性)	250g	0480909774439	¥1,130
	H-502(高粘性)	5kg*	0480909774446	¥13,800
ゲルソニックL	L-250(低粘性)	250g	0480909774453	¥1,130
	L-502(低粘性)	5kg*	0480909774460	¥13,800
ゲルソニックEL	EL-250(超低粘性)	250g	0480909774477	¥1,130
	EL-502(超低粘性)	5kg*	0480909774484	¥13,800

*5kg包装には空容器1本(250ml)と替栓がついています。

インスルネット 内視鏡・手術器具専用酵素洗剤



驚きの洗浄力を発揮します。


特殊酵素の働きで、ファイバースコープ、生検鉗子等の処置具、その他器具に付着した血液、粘液、蛋白、脂肪、炭水化物などの落ちにくい汚れに対して強力な分解作用を発揮します。

※本製品には滅菌効果はありません。
※本製品は消毒剤との併用はできません。

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)
インスルネットEZ	1L 1本	4900719100175	¥4,300
	5L 1本	4900719100182	¥14,700

調剤用品

浅型・深型軟膏壺



品名	入り数	キャップ色	JANコード	本体価格(税別)
浅型軟膏壺 5g	200個	白	4987382021938	¥5,090
		赤	4987382021945	¥5,090
		青	4987382021952	¥5,090
		緑	4987382021969	¥5,090
		ピンク	4987382021976	¥5,090
		橙	4987382021990	¥5,090
		クリーム	4987382023499	¥5,090
		フジ	4987382022003	¥5,090
		ムラサキ	4987382022027	¥5,090
		白	4987382022232	¥5,090
深型軟膏壺 5g	200個	赤	4987382022249	¥5,090
		青	4987382022256	¥5,090
		緑	4987382022263	¥5,090
		ピンク	4987382022270	¥5,090
		橙	4987382022284	¥5,090
		クリーム	4987382023802	¥5,090
		竹	4987382034624	¥5,090
		白	4987382022317	¥5,610
		赤	4987382022324	¥5,610
		青	4987382022331	¥5,610
深型軟膏壺 10g	200個	緑	4987382022348	¥5,610
		ピンク	4987382022355	¥5,610
		橙	4987382022379	¥5,610
		クリーム	4987382023888	¥5,610
		竹	4987382034631	¥5,610
		フジ	4987382022386	¥5,610
		ムラサキ	4987382022409	¥5,610
		白	4987382022461	¥6,400
		赤	4987382022478	¥6,400
		青	4987382022485	¥6,400
深型軟膏壺 20g	200個	緑	4987382022492	¥6,400
		ピンク	4987382022508	¥6,400
		橙	4987382022522	¥6,400
		クリーム	4987382024182	¥6,400
		竹	4987382034648	¥6,400
		フジ	4987382022539	¥6,400
		ムラサキ	4987382022553	¥6,400
		白	4987382022614	¥3,740
		赤	4987382022621	¥3,740
		青	4987382022638	¥3,740
深型軟膏壺 30g	100個	緑	4987382022645	¥3,740
		ピンク	4987382022652	¥3,740
		橙	4987382022676	¥3,740
		クリーム	4987382024489	¥3,740
		竹	4987382034655	¥3,740
		フジ	4987382022683	¥3,740
		ムラサキ	4987382022706	¥3,740
		白	4987382034204	¥5,410
		赤	4987382034211	¥5,410
		青	4987382034228	¥5,410
深型軟膏壺 50g	90個	緑	4987382034235	¥5,410
		ピンク	4987382034242	¥5,410
		橙	4987382034266	¥5,410
		クリーム	4987382034280	¥5,410
		竹	4987382034662	¥5,410
		フジ	4987382034273	¥5,410
		白	4987382034327	¥4,280
		赤	4987382034334	¥4,280
		青	4987382034341	¥4,280
		緑	4987382034358	¥4,280
深型軟膏壺 100g	40個	クリーム	4987382034365	¥4,280
		竹	4987382034679	¥4,280

本体色：白
容量＝水換算

深型軟膏壺(小包装規格)



10g本体白・キャップ白50個入り 10g本体白・キャップ青50個入り

品名	入り数	キャップ色	JANコード	本体価格(税別)
深型軟膏壺 5g	50個	白	4987382034501	¥1,090
深型軟膏壺 10g	50個		4987382034518	¥1,140
深型軟膏壺 20g	50個		4987382034525	¥1,410
深型軟膏壺 30g	50個		4987382034532	¥1,800
深型軟膏壺 50g	30個		4987382034549	¥1,800
深型軟膏壺 100g	20個		4987382034556	¥2,140
深型軟膏壺 5g	50個		4987382034563	¥1,090
深型軟膏壺 10g	50個		4987382034570	¥1,140
深型軟膏壺 20g	50個		4987382034587	¥1,410
深型軟膏壺 30g	50個		4987382034594	¥1,800
深型軟膏壺 50g	30個	4987382034600	¥1,800	
深型軟膏壺 100g	20個	4987382034617	¥2,140	

本体色：白
容量＝水換算

CP軟膏壺



壺が重ねられます。
各々10コずつのクリーンバック(ビニール包装)で使い勝手がよく清潔です。
底が丸いので詰めやすく取り残しがありません。



品名	入り数	キャップ色	JANコード	本体価格(税別)
CP軟膏壺 5g	100入	青	4987382031890	¥1,730
		赤	4987382031906	¥1,730
		白	4987382031913	¥1,730
		緑	4987382032446	¥1,730
CP軟膏壺 10g	100入	黄	4987382032453	¥1,730
		青	4987382031920	¥2,190
		赤	4987382031937	¥2,190
		白	4987382031944	¥2,190
CP軟膏壺 20g	100入	緑	4987382032460	¥2,190
		黄	4987382032477	¥2,190
		青	4987382031951	¥2,540
		赤	4987382031968	¥2,540
CP軟膏壺 30g	100入	白	4987382031975	¥2,540
		緑	4987382032484	¥2,540
		黄	4987382032491	¥2,540
		青	4987382031982	¥2,990
CP軟膏壺 50g	100入	赤	4987382031999	¥2,990
		白	4987382032002	¥2,990
		緑	4987382032507	¥2,990
		黄	4987382032514	¥2,990
CP軟膏壺 100g	50入	青	4987382032019	¥3,570
		赤	4987382032026	¥3,570
		白	4987382032033	¥3,570
		緑	4987382032521	¥3,570
CP軟膏壺 減菌有	100入	黄	4987382032538	¥3,570
		青	4987382032040	¥2,480
		赤	4987382032057	¥2,480
		白	4987382032064	¥2,480
CP軟膏壺 減菌有	50入	緑	4987382032545	¥2,480
		黄	4987382032552	¥2,480

本体色：白
容量＝ワセリン換算

CP軟膏壺滅菌有



※写真はアオ 30g (EOG) 25入です。
他の規格・容量も同様の梱包形態です。

品名	入り数	キャップ色	JANコード	本体価格(税別)
CP軟膏壺滅菌有 20g	25入	青	4987382034914	¥1,020
CP軟膏壺滅菌有 30g	25入	青	4987382034921	¥1,190
CP軟膏壺滅菌有 50g	10入	青	4987382034938	¥570
CP軟膏壺滅菌有 100g	10入	青	4987382034945	¥750

本体色：白

EOG滅菌済

使用期限：3年

マーカー投薬瓶



品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)
マーカー投薬瓶	30ml 20本	4987382068049	¥730
	60ml 20本	4987382068056	¥820
	100ml 20本	4987382068063	¥1,030
	150ml 10本	4987382068070	¥790
	200ml 10本	4987382068087	¥1,050

キャップ色：白
※ラベル・下げ札は別途お求めください。

CP投薬瓶滅菌有



※写真は30ml (EOG) 25入です。
他の規格・容量も同様の梱包形態です。

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)
CP投薬瓶滅菌有	30ml 25入	4987382034860	¥870
	60ml 25入	4987382034877	¥1,060
	100ml 10入	4987382034884	¥510
	200ml 10入	4987382034891	¥780

キャップ色：白

使用期限：3年

EOG滅菌済

調剤用品

投薬瓶Kタイプ/NKタイプ



品名	キャップ色	文字色	入り数	JANコード	本体価格(税別)
投薬瓶 Kタイプ 300ml	ピンク	赤	50本	4987382023123	¥4,670
	竹	緑		4987382023130	¥4,670
	水	青		4987382023147	¥4,670
	白	白		4987382023154	¥4,670
投薬瓶 Kタイプ 400ml	ピンク	赤	50本	4987382023178	¥5,840
	竹	緑		4987382023185	¥5,840
	水	青		4987382023192	¥5,840
	白	白		4987382023208	¥5,840
投薬瓶 Kタイプ 500ml	茶	白	50本	4987382025530	¥5,840
	茶	白		4987382023222	¥7,270
	竹	緑		4987382023239	¥7,270
	水	青		4987382023246	¥7,270
投薬瓶 Kタイプ茶 500ml	白	白	50本	4987382023253	¥7,270
	ピンク	白		4987382025547	¥7,270
	茶	白		4987382023307	¥9,210
	水	白		4987382025752	¥9,210
投薬瓶 NKタイプ 500ml	茶	白	50本	4987382025776	¥9,210
	竹	白		4987382025783	¥9,210
	水	白		4987382025790	¥9,210
	茶	白		4987382025797	¥9,210

品名	キャップ色	文字色	入り数	JANコード	本体価格(税別)
投薬瓶 NK30ml	水	青	200本	4987382067745	¥9,080
	白	青		4987382067752	¥9,080
投薬瓶 NK60ml	水	青	200本	4987382067769	¥9,850
	白	青		4987382067776	¥9,850
投薬瓶 NK100ml	水	青	200本	4987382067783	¥11,410
	白	青		4987382067790	¥11,410
投薬瓶 NK200ml	水	青	100本	4987382067691	¥7,000
	茶	青		4987382067707	¥9,600
投薬瓶 NK茶 30ml	白	白	200本	4987382067806	¥9,600
	ピンク			4987382067813	¥9,600
	竹			4987382067820	¥9,600
	水			4987382067837	¥9,600
投薬瓶 NK茶 60ml	茶	白	200本	4987382067714	¥10,380
	白			4987382067844	¥10,380
	ピンク			4987382067851	¥10,380
	竹			4987382067868	¥10,380
投薬瓶 NK茶 100ml	水	白	200本	4987382067875	¥10,380
	茶			4987382067882	¥10,380
	白			4987382067899	¥12,980
	ピンク			4987382067906	¥12,980
投薬瓶 NK茶 200ml	水	白	100本	4987382067912	¥12,980
	茶			4987382067738	¥8,040
	白			4987382067929	¥8,040
	ピンク			4987382067936	¥8,040
投薬瓶 NK茶 200ml	竹	白	100本	4987382067943	¥8,040
	水			4987382067950	¥8,040
	茶			4987382067721	¥12,980
	白			4987382067728	¥12,980

セーフティキャップ付投薬瓶



子どもの薬品誤飲防止のためのチャイルドレジスタンス機能を備えたキャップ付投薬瓶です。
※ CR 容器 / 乳幼児難開封投薬瓶

キャップを閉めるときは通常容器と同じ要領で閉めますが、開けるときはある程度力で押しながら回さないと「カチャカチャ」と音を出しながら空回ります。簡単に開けることができませんので、誤飲防止につながります。

品名	キャップ色	文字色	入り数	JANコード	本体価格(税別)
投薬瓶小判型 30ml	—	—	200本	4987382031357	¥9,270
投薬瓶小判型 60ml	—	—	200本	4987382031364	¥10,380
投薬瓶小判型 100ml	—	—	200本	4987382031371	¥11,990
投薬瓶小判型 200ml	—	—	100本	4987382031388	¥7,470
投薬瓶タマカラー 30ml	—	—	200本	4987382031395	¥11,890
投薬瓶タマカラー 60ml	—	—	200本	4987382031401	¥12,860
投薬瓶タマカラー 100ml	—	—	200本	4987382031418	¥15,420
投薬瓶タマカラー 200ml	—	—	100本	4987382032682	¥8,940
投薬瓶 Kタイプ 300ml	青	50本	50本	4987382031463	¥4,890
	赤			4987382031708	¥4,890
	緑			4987382031715	¥4,890
	白			4987382031722	¥4,890
投薬瓶 Kタイプ 400ml	青	50本	50本	4987382031470	¥5,850
	赤			4987382031739	¥5,850
	緑			4987382031746	¥5,850
	白			4987382031753	¥5,850
投薬瓶 Kタイプ 500ml	青	50本	50本	4987382031487	¥6,980
	赤			4987382031760	¥6,980
	緑			4987382031777	¥6,980
	白			4987382031784	¥6,980
投薬瓶 Kタイプ茶 500ml	白	50本	50本	4987382031531	¥8,650

品名	キャップ色	文字色	入り数	JANコード	本体価格(税別)
投薬瓶 NK30ml	—	青	200本	4987382067967	¥11,720
投薬瓶 NK60ml	—		200本	4987382067974	¥12,610
投薬瓶 NK100ml	—	青	200本	4987382067981	¥14,110
投薬瓶 NK200ml	—		100本	4987382067998	¥7,820
投薬瓶 NK茶 30ml	—	白	200本	4987382068001	¥12,490
投薬瓶 NK茶 60ml	—		200本	4987382068018	¥13,460
投薬瓶 NK茶 100ml	—		200本	4987382068025	¥15,130
投薬瓶 NK茶 200ml	—		100本	4987382068032	¥8,900

●キャラクター等のデザインは予告なく変わることがありますのでご了承ください。

投薬瓶



品名	キャップ色	入り数	JANコード	本体価格(税別)
投薬瓶 タマカラー 30ml	白	200本	4987382024786	¥8,890
	ピンク		4987382024809	¥8,890
	竹		4987382024816	¥8,890
	水		4987382024823	¥8,890
投薬瓶 タマカラー 60ml	4色入(白、竹、ピンク、水)	200本	4987382022904	¥8,890
	白		4987382024830	¥9,990
	ピンク		4987382024861	¥9,990
	竹		4987382024878	¥9,990
投薬瓶 タマカラー 100ml	水	200本	4987382024885	¥9,990
	4色入(白、竹、ピンク、水)		4987382022911	¥9,990
	白		4987382024908	¥12,780
	ピンク		4987382024922	¥12,780
投薬瓶 タマカラー 200ml	竹	200本	4987382024939	¥12,780
	水		4987382024946	¥12,780
	4色入(白、竹、ピンク、水)		4987382022928	¥12,780
	白		4987382032712	¥8,610
投薬瓶 タマカラー 200ml	ピンク	100本	4987382032736	¥8,610
	竹		4987382032729	¥8,610
	水		4987382032743	¥8,610
	2色入(ピンク、竹)		4987382032699	¥8,610
投薬瓶 小判型 30ml	白	200本	4987382022935	¥7,560
	茶		4987382024960	¥7,560
	竹		4987382024977	¥7,560
	水		4987382024984	¥7,560
投薬瓶 小判型 60ml	ピンク	200本	4987382025004	¥7,560
	白		4987382022942	¥8,970
	茶		4987382025011	¥8,970
	竹		4987382025028	¥8,970
投薬瓶 小判型 100ml	水	200本	4987382025035	¥8,970
	ピンク		4987382025059	¥8,970
	白		4987382022959	¥10,920
	茶		4987382025066	¥10,920
投薬瓶 小判型 200ml	竹	200本	4987382025073	¥10,920
	水		4987382025080	¥10,920
	ピンク		4987382025103	¥10,920
	2色入(ピンク、水)		4987382025110	¥10,920
投薬瓶 小判型 200ml	白	100本	4987382022966	¥7,300
	茶		4987382025127	¥7,300
	竹		4987382025134	¥7,300
	水		4987382025141	¥7,300
投薬瓶 小判型 200ml	ピンク	100本	4987382025165	¥7,300

絵柄サンプル



投薬瓶Sタイプ(スポイト付)



品名	キャップ色	容量	JANコード	本体価格(税別)
投薬瓶 Sタイプ タマカラー 30ml	2色入(ピンク、竹)	200本	4987382022973	¥12,350
投薬瓶 Sタイプ タマカラー 60ml	2色入(ピンク、竹)		4987382022980	¥14,150
	4色入(白、竹、ピンク、水)		4987382025172	¥15,280

投薬瓶Sタイプ(スポイト付)小判型




品名	キャップ色	容量	JANコード	本体価格(税別)
投薬瓶 Sタイプ 小判型 30ml	白	200本	4987382025189	¥11,130
	ピンク		4987382025202	¥11,130
	竹		4987382025219	¥11,130
	水		4987382025226	¥11,130
投薬瓶 Sタイプ 小判型 60ml	2色入(ピンク、竹)	200本	4987382022997	¥11,130
	白		4987382025233	¥13,320
	ピンク		4987382025257	¥13,320
	竹		4987382025264	¥13,320
投薬瓶 Sタイプ 小判型 60ml	水	200本	4987382025271	¥13,320
	2色入(ピンク、竹)		4987382023000	¥13,320

●キャラクター等のデザインは予告なく変わることがありますのでご了承ください。

調剤用品

規格ラベル



品名	容量	JANコード	本体価格(税別)
外用ラベル	100枚	4987382025806	¥250
内用ラベル	100枚	4987382025813	¥250

外用ラベルサイズ：29 × 29mm
内用ラベルサイズ：39 × 29mm

部位ラベル



品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)
部位ラベル	D-1 おしり 100枚	4987382032798	¥360
	D-2 四肢 100枚	4987382032804	¥360
	D-3 かお 100枚	4987382032811	¥360
	D-4 て 100枚	4987382032828	¥360
	D-5 あたま 100枚	4987382032835	¥360
	D-6 くび 100枚	4987382032842	¥360
	D-7 あし 100枚	4987382032859	¥360
	D-8 からだ 100枚	4987382032866	¥360
	D-9 無地 100枚	4987382032873	¥360

サイズ：17 × 20mm

スポイト先丈 / スポイト付キャップ



品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)
スポイト先丈	30ml用 100入	4987382027633	¥2,320
	60ml用 100入	4987382027640	¥2,770
スポイト付キャップ	30ml 白 100入	4987382027657	¥3,490
	30ml ピンク 100入	4987382027725	¥3,490
	30ml 竹 100入	4987382027732	¥3,490
	30ml 水 100入	4987382027749	¥3,490
	60ml 白 100入	4987382027664	¥3,910
	60ml ピンク 100入	4987382027763	¥3,910
	60ml 竹 100入	4987382027770	¥3,910
	60ml 水 100入	4987382027787	¥3,910

※ 30ml用 (0.5 ~ 2.0ml 迄、0.25ml 刻み) 60ml用 (0.5 ~ 3.0ml 迄、0.25ml 刻み)

タマカラー内用ラベル



品名	容量	JANコード	本体価格(税別)
タマカラー内用ラベル	1,000枚	4987382025837	¥3,700

サイズ：50 × 27mm

投薬瓶付属品



品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)
投薬瓶用キャップ	白 100入	4987382027800	¥1,170
	ピンク 100入	4987382027817	¥1,170
	水 100入	4987382027831	¥1,170
	竹 100入	4987382027602	¥1,170
	茶 100入	4987382027619	¥1,170

品名	容量	JANコード	本体価格(税別)
セーフティキャップのみ	100個	4987382031579	¥3,380

下げ札



品名	容量	JANコード	本体価格(税別)
内用下札	100枚	4987382025820	¥350
タマカラー下札	1,200枚	4987382025844	¥7,800

ベック・ドゥ シロップ剤投与器具



計量カップ




品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)
計量カップ	10ml 200入	4987382027688	¥3,060
	20ml 100入	4987382031791	¥1,960

※目盛り：1ml 刻み

先端に突起がないので、口腔内を傷つけません。

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)
ベック・ドゥ	2ml 10本	4529863020018	¥2,400
	5ml 10本	4529863020025	¥3,000
	10ml 10本	4529863020032	¥4,200

※ 2ml・5ml用 (0.25ml 刻み) 10ml用 (0.5ml 刻み)



●キャラクター等のデザインは予告なく変わることがありますのでご了承ください。

●キャラクター等のデザインは予告なく変わることがありますのでご了承ください。

日用品

ピュア・キュレート 消臭・抗菌スプレー



良い香りそのままに、ニオイを元から強力消臭。

四大悪臭（アンモニア・硫化水素・アミン系・メルカプタン系）に効果的です。

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)
ピュア・キュレート	500ml	4987382002500	¥2,750
	5L	4987382002517	¥24,750
	置き型 本体(消臭ゲルタイプ) 1個	4987382002579	¥2,250
	置き型 補充液 200ml	4987382002586	¥3,100

キレート系消臭剤、カチオン系抗菌剤
 消えるニオイ：アンモニア（トイレ）、硫化水素（生ゴミ、腐乱臭）、アミン（生臭さ）、メルカプタン（生ゴミ）、有機酸類（汗・体臭）、複合臭（タバコ・ペット）
 消えないニオイ：エステル（香水）、萜酸（バラの花）、酢酸（松葉・ヒノキ）、エタノール

バイオマスク EX II



ドーム型形状により口元快適

超高性能特殊フィルターにより0.1ミクロンの粒子を99%以上カットします。メンソールの香り付きです。

品名	容量	梱包入数	JANコード	本体価格(税別)	生産国
バイオマスク EX II	3枚入	20×6	4987382002470	¥420	日本

マスクサイズ：160×90mm
 外包装サイズ：120×220×10mm

Dr.NATSUI キズのドレッシング 救急絆創膏

一般医療機器



「プラスモイスト」の独自機能である“浸出液コントロール機能”を有した救急ばんそうこうです。

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)
Dr.NATSUI キズのドレッシング	KAM14 ふつう 14枚入	4571256950327	¥700
	KAL8 ビッグ 8枚入	4571256950334	¥700

使用期限：5年

製造販売元/株式会社瑞光メディカル

■ ふつうサイズ、ビッグサイズ

製造販売届出番号 27B2X00217PMKA00

JMDNコード 34864000

環境清拭シート ベンザルコニウム塩化物液含浸シート 対物専用



気軽に使える厚手のウェットシートタイプで病院等施設のあらゆる場所の清掃全般にお使いいただけます。最後のシートまで十分な消毒液を含浸しています。
 成分：精製水、ベンザルコニウム塩化物液、エタノール

品名	規格・容量	JANコード	本体価格(税別)
環境清拭シート	ボトルタイプ 80枚入	4987382031876	¥830

日本製 製造販売元/株式会社長谷川興行

セキュアコール 環境除菌シート アルコール除菌シート 対物専用



しっかりとした大判シートに一般的な製品の1.5倍^{※1}の液をたっぷり含浸したエタノールと界面活性剤の相乗効果で汚れだけでなく、細菌やウイルスもしっかり除去します。^{※2}

成分：エタノール 52.16%

品名	規格	JANコード	希望小売価格(税別)
セキュアコール 環境除菌シート	300枚	4975657270921	オープン
セキュアコール つめかえ容器	1個	4975657982428	オープン

製造販売元/株式会社ニイタカ

※1 製造販売元調べ
 ※2 すべての細菌・ウイルスを除去するわけではありません。

ノロスター セキュアフォーム 食品添加物アルコール製剤配合洗浄フォーム 対物専用



食品添加物製剤なので、人が触れる場所や食事をする環境に安心してご使用いただけます。2度ぶきは不要です。
 泡で使いやすく、除菌剤が効きにくいウイルスも除去^{※1}し、介護施設などの衛生対策にもおすすめです。

成分：エタノール 37.88%

品名	規格	JANコード	希望小売価格(税別)
ノロスター セキュアフォーム	5L	4975657270914	オープン
ノロスター 専用スプレーボトル	広口 W50OSP 1本	4975657982404	オープン

使用期限：製造から2年
 製造販売元/株式会社ニイタカ

※1 すべての細菌・ウイルスを除去するわけではありません。

※ボトルは別売りです。

〈 CP 軟膏壺 名入注文書 〉

品名	規格・容量		JANコード	数量
Kenz - CP 軟膏壺 名入	キャップ アオ	5g 100 × 10 入	4987382032262	
Kenz - CP 軟膏壺 名入	キャップ シロ	5g 100 × 10 入	4987382032286	
Kenz - CP 軟膏壺 名入	キャップ アオ	10g 100 × 10 入	4987382032293	
Kenz - CP 軟膏壺 名入	キャップ シロ	10g 100 × 10 入	4987382032316	
Kenz - CP 軟膏壺 名入	キャップ アオ	20g 100 × 10 入	4987382032323	
Kenz - CP 軟膏壺 名入	キャップ シロ	20g 100 × 10 入	4987382032347	
Kenz - CP 軟膏壺 名入	キャップ アオ	30g 100 × 10 入	4987382032354	
Kenz - CP 軟膏壺 名入	キャップ シロ	30g 100 × 10 入	4987382032378	
Kenz - CP 軟膏壺 名入	キャップ アオ	50g 100 × 10 入	4987382032385	
Kenz - CP 軟膏壺 名入	キャップ シロ	50g 100 × 10 入	4987382032408	
Kenz - CP 軟膏壺 名入	キャップ アオ	100g 50 × 10 入	4987382032415	
Kenz - CP 軟膏壺 名入	キャップ シロ	100g 50 × 10 入	4987382032439	
Kenz - CP 軟膏壺 版代			4987382032255	

※初めてのご注文の際は、「版代」が必要です。数量に「1」をご記入ください。

※納期は1か月程度かかります。


病院名・薬局名・電話番号等々（原稿）

◆書体見本 ○をおつけ下さい。

	ゴシック	ケンツ病院
	丸ゴシック	ケンツ病院
	明朝体	ケンツ病院

◆文字色 ○をおつけ下さい。

青文字 / 緑文字 / 白文字 / 赤文字
黒文字 / 紺文字 / 黄文字



キャップ天面図

〒	-	TEL	()	FAX	()
ご住所					
御施設名			お名前		御確認印
			様		様

記入後は販売店へこの注文書をお渡しく下さい。

販売店記入欄

貴社名	支店名	ご担当者様名	TEL
商品送付先住所	〒		

販売店さまへ：注文書内容をご確認のうえ、ケンツメディコまで FAX でご注文ください (FAX : 0587-96-2276)



無断転載禁止 このカタログの内容やデザインを無断で使用したり、転載することをかたく禁じます。

ケンツメディコ株式会社

本社 / 埼玉県本庄市児玉町共栄 552 番地 1 〒367-0206
TEL (0495) 71-1001 FAX (0495) 72-6716
ホームページ <https://www.kenzmedico.co.jp>



ケンツメディコホームページ

■都合により仕様及び外観等を変更する場合があります。予めご了承ください。
※商品の色合いは、実際の色と異なって見えることがありますのでご了承ください。
※価格は税別表示です。

2025年2月作成

CAT.No.24062