

病院名：

記録状態：良

<被検者>

氏名 : スズケン 太郎 様
 ID : 000
 年齢/性別 : 56 / 男 身長: 173 cm 体重: 68 kg
 血圧 : 120 / 85 mmHg
 :
 :
 :

<記録>

検査日 : 19/09/05
 開始時刻 : 11:48:00
 記録時間 : 23:28:22
 解析日 : 19/09/18
 解析除外時間 : 00:01:48

=<サマリ>

洞調律 心房細動 ペースメーカー その他()

総心拍数 : 95951拍
 基本調律 : 95341拍 (99.36%)
 Unknown : 0拍 (-.-%)

<心室期外収縮>

総数 : 407拍 (総心拍の 0.42%)

単発 : 395拍 (0.41%)
 2段脈 : 0回 0拍(-.-%) 最大サイクル数 : (: : /)
 2連発 : 2回 4拍(0.01%) 最長連発数 : 8拍 [107拍/分] (02:21:24 09/06)
 3連発以上 : 1回 8拍(0.01%) 連発中最大心拍数 : 107拍/分 [8拍] (02:21:24 09/06)

<上室期外収縮>

総数 : 203拍 (総心拍の 0.21%)

単発 : 136拍 (0.14%)
 2連発 : 7回 14拍(0.01%) 最長連発数 : 10拍 [119拍/分] (05:46:03 09/06)
 3連発以上 : 11回 53拍(0.06%) 連発中最大心拍数 : 167拍/分 [4拍] (07:49:14 09/06)

<R-R間隔>

延長 : 0回 (2.0秒以上)
 最大 : 1.67秒 (04:21:37 09/06)
 延長(率) : 0回 (160%以上)
 最大 : % (: : /)

<心拍数>

最大 : 121拍/分 (05:46 09/06)
 平均 : 69拍/分
 最小 : 46拍/分 (00:39 09/06)

<ST偏位>

CH1 : CM5
 最大 : +0.09 mV (03:30 09/06)
 最小 : -0.05 mV (08:24 09/06)
 CH2 : NASA
 最大 : +0.12 mV (04:59 09/06)
 最小 : -0.01 mV (09:36 09/06)
 CH3 : 補助誘導
 最大 : +0.03 mV (04:08 09/06)
 最小 : -0.10 mV (03:08 09/06)

<コメント>

<解析条件>

記録CH : 3CH
 CH1 : (CM5)*
 CH2 : (NASA)*
 CH3 : (補助誘導)
 フィルタ : トリフト
 優先チャネル : CH1
 解析者 :
 CH1 R波検出レベル : 普通
 CH2 R波検出レベル : 普通
 マッチングレベル : 詳細 (CH1, CH2)
 上室期外収縮 : 80拍/分以上
 短縮率 : 20%以上
 心室頻拍 : 60拍/分以上
 R-R間隔延長 : 2.0秒以上
 R-R間隔延長(率) : 160%以上
 ST計測点 : 心拍に追従
 サンプリング : 8.00 ms
 記録器 : Cardy305 pico
 Cardy Lot No. 12021123 (1号機)
 Cardy Analyzer No. B0647